

KERN MGC 100K-1

KERN

O clássico robusto para determinação rápida do peso corporal



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança de banho
Família de produto	MGC

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Balanço mecânico
Gama de pesagem [Max]	150 kg
Leitura [d]	1 kg
Reprodutibilidade	1 kg
Linearidade	± 2 kg
Resolução	150
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Tempo transitório	1,5 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1,5 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg

Ecrã

Ecrã altura de dígitos	8 mm
------------------------	------

Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	290×425×90 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	265×210 mm
Dimensões superfície de pesagem	265×210 mm

Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A) 265×210×40 mm

Material da caixa	aço, lacado
Material superfície de pesagem	material sintético
Material caixa do ecrã	Plásticos

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	5 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	470×315×113 mm
Peso líquido	3,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	3,5 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

