



Clásica y robusta para determinar rápidamente el peso corporal

Características

- Diseño eterno
- Estructura robusta
- **1** Gran escala circular, fácil de leer
- **2** Gran superficie accesible de plástico antiderrapante
- La balanza se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
- Manejo simple: colocarse – leer los valores
- Cómodo ajuste de la indicación mediante rueda de ajuste
- Entrega en embalaje de diseño individual
- **Nota:** El modelo con el sufijo -S05 se suministra en conjunto de cinco. Es decir, el precio indicado en la tabla se refiere al suministro de cinco unidades

Datos técnicos

- Altura de dígitos 8 mm
- Dimensiones totales A×P×A 290×425×90 mm
- Peso neto aprox. 3,2 kg

Accesorios

- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida – sobre la base de cuaternarios compuestos de amonio modernos, también efectivos contra el virus papova. Especialmente respetuosos con los materiales. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 100 uds., KERN MYC-01

ESTÁNDAR



Modelo	Campo de pesaje		Lectura		Cantidad de entrega (balanza)
	[Max]	kg	[d]	kg	
KERN					
MGC 100K-1	150		1		1
MGC 100K-1S05	150		1		5