



Le classique robuste pour la détermination rapide du poids

Caractéristiques

- Design intemporel
- Conception robuste
- **1** Grande échelle circulaire bien lisible
- **2** Grande surface à revêtement plastique antidérapant
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Grande simplicité d'utilisation : monter dessus - lire le poids
- Ajustage pratique de l'affichage grâce à la molette
- Livraison dans un emballage design individuel
- **Remarque** : le modèle avec la réf. : -S05 est livré par lot de 5 pièces. Cela signifie que le prix indiqué dans le tableau concerne une quantité de 5 pièces

Caractéristiques techniques

- Hauteur de chiffres 8 mm
- Dimensions totales L×P×H 290×425×90 mm
- Poids net env. 3,2 kg

Accessoires

- Lingettes de nettoyage sans alcool pour nettoyage désinfectant, efficacité rapide, à base de composés d'ammonium quaternaire modernes, également contre les papovavirus. Particulièrement douces pour les matériaux. Conformément aux exigences légales des directives TRGS 525/540 concernant la sécurité au travail. Comprend 100 lingettes, KERN MYC-01

DE SÉRIE



| Modèle | Portée [Max] kg | Lecture [d] kg | Quantité livrée (balance) |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| KERN | | | |
| MGC 100K-1 | 150 | 1 | 1 |
| MGC 100K-1S05 | 150 | 1 | 5 |