

# KERN MGC 100K-1S05

# KERN

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts



Abmessungen Wägefläche (B×T)	265×265 mm
Abmessungen Wägefläche	265×265 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	265×265×70 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert
Material Wägeplatte	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×315×565 mm
Nettogewicht	15,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	16 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg
Versandgewicht	17,5 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Badezimmerwaage
Produktfamilie	MGC

## Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Mechanical beam balance
Wägebereich [Max]	150 kg
Ablesbarkeit [d]	1 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Linearität	± 2 kg
Auflösung	150
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich
Empfohlenes Justiergewicht	100 kg (M1)
Einschwingzeit	1,5 s
Anwärmzeit	10 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,5 kg
Max. Kriechen (15 Minuten)	2 kg
Max. Kriechen (30 Minuten)	4 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg

## Display

Display Ziffernhöhe	8 mm
---------------------	------

## Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	285×425×85 mm
---------------------------------------	---------------