

KERN MGC 100K-1S05

KERN

Clásica y robusta para determinar rápidamente el peso corporal



Dimensiones superficie de pesaje	265×265 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	265×265×70 mm
Material de carcasa	acero, lacado
Material plato de pesaje	plástico
Material carcasa de pantalla	Plásticos

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	5 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	470×315×565 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	16 kg
Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envío	17,5 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza de baño
Familia de productos	MGC

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Balance mecánico
Campo de pesaje [Max]	150 kg
Lectura [d]	1 kg
Reproducibilidad	1 kg
Linealidad	± 2 kg
Resolución	150
Posibilidades de ajuste	Ajuste imposible
Peso recomendado para ajuste	100 kg (M1)
Tiempo de estabilización	1,5 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	1,5 kg
Fluencia máxima (15 minutos)	2 kg
Fluencia máxima (30 minutos)	4 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg

Pantalla

Pantalla altura de dígitos	8 mm
----------------------------	------

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	285×425×85 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	265×265 mm