

# KERN MGC 100K-1S05

# KERN

De robuuste klassieker om snel het lichaamsgewicht vast te leggen



Afmetingen weegoppervlak (B×D)	265×265 mm
Afmetingen weegoppervlak	265×265 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	265×265×70 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×315×565 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	16 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	17,5 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGC

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Mechanische balans
Weegbereik [Max]	150 kg
Af leesbaarheid [d]	1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 2 kg
Resolutie	150
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Aanbevolen justergewicht	100 kg (M1)
Inslingertijd	1,5 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,5 kg
Maximale kruip (15 minuten)	2 kg
Maximale kruip (30 minuten)	4 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg

## Scherm

Scherm cijferhoogte	8 mm
---------------------	------

## Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	285×425×85 mm
--	---------------