

# KERN MGC 100K-1S05

**KERN**

O clássico robusto para determinação rápida do peso corporal



Dimensões superfície de pesagem (L×P)	265×265 mm
Dimensões superfície de pesagem	265×265 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	265×265×70 mm
Material da caixa	aço, lacado
Material superfície de pesagem	material sintético
Material caixa do ecrã	Plásticos

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	5 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	470×315×565 mm
Peso líquido	15,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	16 kg
Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envio	17,5 kg

## Pictogramas

### STANDARD



1 DAY

### OPTION



+3 DAYS

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança de banho
Família de produto	MGC

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Balanço mecânico
Gama de pesagem [Max]	150 kg
Leitura [d]	1 kg
Reprodutibilidade	1 kg
Linearidade	± 2 kg
Resolução	150
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Peso de aferição recomendado	100 kg (M1)
Tempo transitório	1,5 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1,5 kg
Fluência máxima (15 minutos)	2 kg
Fluência máxima (30 minutos)	4 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg

## Ecrã

Ecrã altura de dígitos	8 mm
------------------------	------

## Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	285×425×85 mm
---	---------------