

# KERN MGD 100K-1

**KERN**

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Afmetingen weegoppervlak (BxD)	300×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	300×300 mm
Afmetingen weegplateau (BxD×H)	300×300×19 mm
Materiaal weegoppervlak	glas

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	10 sec
---	--------

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Li-metaal
Batterij	2×CR2032
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij capaciteit	210 mAh

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxD×H)	320×320×32 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	1,77 kg

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGD

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	180 kg
Af leesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 1 kg
Resolutie	1.800
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb lb:st
Tolerantie (% van [Max])	0,5%

## Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	40 mm

## Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (BxD×H)	300×300×19 mm
--	---------------

# KERN MGD 100K-1



Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

## Pictogrammen

### STANDARD

---



### OPTION

---

