

# KERN MGD 100K-1S05

# KERN

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGD
Meetsysteem	
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	180 kg
Af leesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 1 kg
Resolutie	1.800
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb lb:st
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Scherm	
Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	40 mm

## Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	300×300×19 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	300×300 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×300×19 mm
Materiaal weegoppervlak	glas

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 min
---	-------

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Li-metaal
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij capaciteit	210 mAh

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129S05
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×330×160 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	14 kg
Verzendgewicht	14 kg

# KERN MGD 100K-1S05



Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

## Pictogrammen

### STANDARD

---



### OPTION

---

