

# KERN MGD 200K-1L

# KERN

Un aspecto elegante combinado con un plato de pesaje de vidrio plano y estable para facilitar el acceso y ofrecer la máxima seguridad



## Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	380×330×27 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	380×330 mm
Dimensiones superficie de pesaje	380×330 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	380×330×27 mm

## Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	1 min
--	-------

## Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	3×1,5V AAA
Conexión de la batería	Inserto de batería
Pila tiempo de carga	100 h
Batería capacidad	420 mAh
Batería tensión	1,5 V

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	5 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-129
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	410×352×43 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,6 kg

## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza de baño
Familia de productos	MGD

## Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	250 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Reproducibilidad	1,35 kg
Linealidad	± 1,35 kg
Resolución	2.500
Posibilidades de ajuste	Ajuste imposible
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	1,35 kg
Fluencia máxima (15 minutos)	200 g
Fluencia máxima (30 minutos)	400 g
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb
Tolerancia (% de [Max])	0,5%

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño	10 mm
Pantalla altura de dígitos	50 mm

# KERN MGD 200K-1L



Un aspecto elegante combinado con un plato de pesaje de vidrio plano y estable para facilitar el acceso y ofrecer la máxima seguridad

Peso bruto aprox.	2,8 kg
Peso de envío	2,8 kg

## Pictogramas

### STANDARD

---



### OPTION

---

