

KERN MGD 200K-1L

KERN

Aspetto nobile combinado com placa de pesagem de vidro plana e estável para fácil subida e segurança máxima



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança de banho
Família de produto	MGD

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	250 kg
Leitura [d]	0,1 kg
Reprodutibilidade	1,35 kg
Linearidade	± 1,35 kg
Resolução	2.500
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1,35 kg
Fluência máxima (15 minutos)	200 g
Fluência máxima (30 minutos)	400 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb
Tolerância (% de [Max])	0,5%

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	10 mm
Ecrã altura de dígitos	50 mm

Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	380×330×27 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	380×330 mm
Dimensões superfície de pesagem	380×330 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	380×330×27 mm

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	1 min
---	-------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria	3×1,5V AAA
Conexão da bateria	Inserção da pilha
Bateria tiempo de carga	100 h
Bateria capacidade	420 mAh
Bateria tensão	1,5 V

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	5 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para calibração DAKKS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	410×352×43 mm
Peso líquido	1,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas

KERN MGD 200K-1L



Aspetto nobile combinado com placa de pesagem de vidro plana e estável para fácil subida e segurança máxima

Peso líquido aprox. 1,6 kg

Peso bruto aprox. 2,8 kg

Peso de envio 2,8 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

