

# KERN MFB 150K100S05

**KERN**

Balance d'analyse corporelle design pour la détermination du poids, de la masse grasseuse, de la masse d'eau, de la masse musculaire, de la masse osseuse, de l'IMC, du taux métabolique de base et du taux métabolique actif



Dimensions surface de pesée (L×P)	300×300 mm
Dimensions surface de pesée	300×300 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	300×300×25 mm
Matériau plateau de pesée	glas

## Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 min
--	-------

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Li-métal
Pile	2×CR2032
Pile temps de chargement	100 h
Pile capacité	210 mAh

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	5 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-129S05
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	330×330×300 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	9 kg
Poids brut env.	10 kg
Poids d'expédition	10 kg

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Balance d'analyse corporelle
Famille de produits	MFB

## Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	182 kg
Lecture [d]	0,1 kg
Reproductibilité	0,1 kg
Linéarité	± 0,5 kg
Résolution	1.820
Possibilités d'ajustage	Ajustement impossible
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,5 kg
Fluage maximal (15 minutes)	200 g
Fluage maximal (30 minutes)	400 g
Unité prééglée	kg
Unités de mesure	kg lb

## Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	35 mm

## Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	300×300×25 mm
--	---------------

# KERN MFB 150K100S05



Balance d'analyse corporelle design pour la détermination du poids, de la masse grasseuse, de la masse d'eau, de la masse musculaire, de la masse osseuse, de l'IMC, du taux métabolique de base et du taux métabolique actif

## Pictogrammes

### STANDARD

---



### OPTION

---

