

KERN MLB-A01A

KERN

Piatti per campioni in alluminio, Ø 90 mm, confezione da 80 pezzi



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Ciotola

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-100 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	100 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	105×105×80 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,34 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY