

KERN MLB-A01A

KERN

Pratinhos para amostras em alumínio, \varnothing 90 mm, pacotes de 80 unidades



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Tigela

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-100 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	100 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	105×105×80 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envio	0,34 kg

Pictogramas

STANDARD

