

KERN MLB-A11

KERN

Set de calibración de temperatura compuesto por una sonda medidora y un indicador



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Set de calibración de temperatura

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	215×150×30 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,35 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761096998
Número de mercancía	90160090
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

