



Balanza pesapersonas con plato de pesaje especialmente grande y plano para que sea más fácil acceder, siempre con la máxima seguridad

Características

- Esta balanza pesapersonas es el instrumento de medición ideal para el cuidado de mayores y paramedicina o en el ámbito privado
- Plato de pesaje extragrande
- Higiénica y fácil de limpiar
- **1** La balanza puede transportarse cómodamente gracias a su asa, así como guardarse ocupando poco espacio
- **2** El diseño plano facilita la subida en la balanza
- **3** Amplia plataforma con una superficie de plástico antideslizante y resistente al desgaste
- Manejo simple: solo hay que tocarla ligeramente – subirse – leer los valores
- Función AUTO-OFF integrada para ahorrar energía
- Es posible cambiar la unidad de kg a libras
- Pantalla grande que facilita la lectura
- Entrega en embalaje de diseño individual

Datos técnicos

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 30 mm
- Dimensiones totales A×P×A 434×370×40 mm
- Lista para el uso: Pilas incluidas, 4×1,5 V AAA, tiempo de funcionamiento hasta 20 h
- Peso neto aprox. 3,2 kg

Accesorios

- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida – sobre la base de cuaternarios compuestos de amonio modernos, también efectivos contra el virus papova. Especialmente respetuosos con los materiales. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 100 uds., KERN MYC-01

Nota: El modelo con el sufijo -S05 se suministra en conjunto de cinco. Es decir, el precio indicado en la tabla se refiere al suministro de cinco unidades

ESTÁNDAR



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Cantidad de entrega (balanza)
KERN MPI 200K-1	200	0,1	1
KERN MPI 200K-1S05	200	0,1	5