

KERN MPI 200K-1

KERN

Personenweegschaal met bijzonder groot en plat weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Afmetingen weegplateau (BxDxH)	433x370x40 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	15 sec
Tarreefunctie	geen

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4x1,5 V AAA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	20 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	510x420x83 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,6 kg

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPI

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	200 kg
Afreesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,3 kg
Linearisatie	± 1,1 kg
Resolutie	2.000
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	434x370x40 mm
Afmetingen weegoppervlak (BxD)	430x370 mm
Afmetingen weegoppervlak	430x370 mm

KERN MPI 200K-1



Personenweegschaal met bijzonder groot en plat weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

