


KERN MPK 200K-1P

KERN

Balanza pesapersonas con trípode para un manejo cómodo, ergonómico y optimizado



Dimensiones completamente montado (A×P×A)	350×420×955 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	190×73×27,5 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	350×350 mm
Dimensiones superficie de pesaje	350×350 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	350×350×45 mm
Material de carcasa	Plástico ABS
Material plato de pesaje	plástico
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Soporte altura	900 mm

Funciones

Función Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	10 sec

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AA
Conexión de la batería	Inserto de batería
Pila tiempo de carga	100 h
Batería tensión	6 V

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	5 %
Humedad ambiental [Max]	80 %

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-249
Número de artículo para calibración DAkkS	963-129
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	445×1003×145 mm
Método de envío	Servicio de paquetes

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza pesa-personas
Familia de productos	MPK

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	250 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linealidad	± 1 kg
Resolución	2.500
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	250 kg (M1)
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,5 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	28 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	350×370×960 mm
--------------------------------	----------------

KERN MPK 200K-1P



Balanza pesapersonas con trípode para un manejo cómodo, ergonómico y optimizado

Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	7 kg
Peso de envío	12,9 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

