


KERN MPK 200K-1P

KERN

Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPK

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	250 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Linearisatie	± 1 kg
Resolutie	2.500
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	250 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	28 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×370×960 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	350×420×955 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	190×73×27,5 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	350×350 mm
Afmetingen weegoppervlak	350×350 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	350×350×45 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Statief hoogte	900 mm

Functies

Hold-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	10 sec

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij spanning	6 V

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	445×1003×145 mm

KERN MPK 200K-1P



Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening

Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	7 kg
Verzendgewicht	12,9 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

