


KERN MPK 200K-1P

KERN

Balança para pessoas com pé de suporte para operar cómoda, ergonómica e otimamente



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança para pessoas
Família de produto	MPK

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	250 kg
Leitura [d]	0,1 kg
Reprodutibilidade	0,1 kg
Linearidade	± 1 kg
Resolução	2.500
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	250 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,5 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	28 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	350×370×960 mm
----------------------------	----------------

Dimensões completamente montado (L×P×A)	350×420×955 mm
Dimensões visor (L×P×A)	190×73×27,5 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	350×350 mm
Dimensões superfície de pesagem	350×350 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	350×350×45 mm
Material da caixa	Plástico ABS
Material superfície de pesagem	material sintético
Material caixa do ecrã	Plásticos
Coluna altura	900 mm

Funções

Função Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	10 sec

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	4×1.5 V AA
Conexão da bateria	Inserção da pilha
Bateria tempo de carga	100 h
Bateria tensão	6 V

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	5 %
Humidade ambiente [Max]	80 %

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para calibração DAkKS	963-129
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	445×1003×145 mm
Peso líquido	3,8 kg

KERN MPK 200K-1P



Balança para pessoas com pé de suporte para operar cómoda, ergonómica e otimamente

Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	7 kg
Peso de envio	12,9 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

