


# KERN MPL 200K-1P

**KERN**

Balanza pesapersonas con trípode para un manejo cómodo, ergonómico y optimizado



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza pesa-personas
Familia de productos	MPL

Sistema de medición	
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	250 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linealidad	± 1 kg
Resolución	2.500
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	150 kg (M1)
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,5 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb

Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	28 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño	
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	350×350×960 mm

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	350×380×960 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	190×73×27,5 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	350×350 mm
Dimensiones superficie de pesaje	350×350 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	350×350×45 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Soporte altura	900 mm

Funciones	
Función para el cálculo del IMC	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	10 sec
Función de tara	manual (una sola vez)
Número de teclas de manejo	2

Alimentación	
Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AA
Conexión de la batería	Inserto de batería
Batería tensión	6 V

Condiciones medioambientales	
Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	5 %
Humedad ambiental [Max]	80 %

Homologación	
Marca CE	✓

Servicios	
Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-249
Número de artículo para calibración DAkkS	963-129
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío	
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	445×1030×140 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg

# KERN MPL 200K-1P



Balanza pesapersonas con trípode para un manejo cómodo, ergonómico y optimizado

Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	12,8 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

