

KERN MSB 80

KERN

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Statimetro
Famiglia di prodotti	MSB

Sistema di misura

Unità di misura	cm
Campo di misura lunghezza [Min]	10 cm
Campo di misura lunghezza [Max]	80 cm
Tolleranza statimetro	5 mm
Divisione	1 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	882×70×28 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	880×330×100 mm

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	135×615×85 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	0,95 kg
Peso di spedizione	1,4 kg