

KERN MSB 80

KERN

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat
Productfamilie	MSB

Meetsysteem

Eenheden	cm
Meetbereik lengte [Min]	10 cm
Meetbereik lengte [Max]	80 cm
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm
Divisie	1 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	882×70×28 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	880×330×100 mm

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	135×615×85 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg
Verzendgewicht	1,4 kg