

KERN MSC 100

KERN

Porque cada centímetro es importante – tallímetro mecánico con aprobación médica por uso profesional en el diagnóstico médico



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Medidor de altura
Familia de productos	MSC

Sistema de medición

Rango de medición tallímetro (cm)	7,5-100cm
Unidades de medición	inch/ft cm
Rango de medición longitud [Min]	7,5 cm
Rango de medición longitud [Max]	100 cm
Tolerancia tallímetro	5 mm
División	1 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	1020×290×50 mm
Dimensiones del aparato (A×P×A)	1040×290×55 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1085×70×40 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	0,95 kg
Peso de envío	0,919 kg