

# KERN MSC 100

# KERN

Quando cada centímetro é tido em conta - medidor de altura mecânico com licença de clínica para a aplicação profissional no diagnóstico médico



Peso bruto aprox.	0,95 kg
Peso de envio	0,919 kg

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Medidor de altura
Família de produto	MSC

## Sistema de medição

Gama de medição vara de medição (cm)	7,5-100cm
Unidades de medição	inch/ft cm
Gama de medição longitude [Min]	7,5 cm
Gama de medição longitude [Max]	100 cm
Tolerância vara de medição	5 mm
Divisão	1 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	1020×290×50 mm
Dimensões dispositivo (L×P×A)	1040×290×55 mm

## Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1085×70×40 mm
Peso líquido	0,694 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,70 kg