

# KERN MSF 200

**KERN**

Quando cada centímetro é tido em conta - medidor de altura mecânico com licença de clínica para a aplicação profissional no diagnóstico médico



## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1015×70×45 mm
Peso líquido	0,789 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,006 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Medidor de altura
Família de produto	MSF

## Sistema de medição

Gama de medição vara de medição (cm)	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-210cm @ 0,1cm ± 1cm
Unidade pré-ajustada	mm
Unidades de medição	inch/ft cm
Gama de medição longitude [Min]	60 cm
Gama de medição longitude [Max]	205 cm
Tolerância vara de medição	10 mm
Divisão	0,1 cm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	53×40×1000 mm
Dimensões dispositivo (L×P×A)	60×60×930 mm
Medição de alinhamento	vertical

## Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---