

KERN MSW 200

KERN

Cómodo medidor de circunferencia con práctico mecanismo de extracción



Dimensiones del embalaje (A×P×A) 70×100×25 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,05 kg

Peso bruto aprox. 0,10 kg

Peso de envío 0,1 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Medición del tamaño del cuerpo
Familia de productos	MSW

Sistema de medición

Rango de medición tallímetro (cm)	0-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Unidad predefinida	mm
Unidades de medición	mm
Rango de medición longitud [Min]	10 cm
Rango de medición longitud [Max]	205 cm
Tolerancia tallímetro	5 mm
División	0,1 cm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	55×90×20 mm
Dimensiones del aparato (A×P×A)	55×90×20 mm
Alineación de medición	horizontal

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----