

KERN MSW 200

KERN

Ruban de mesure avec enrouleur pratique



Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Mesure de la taille du corps
Famille de produits	MSW

Système de mesure

Plage de mesure toise (cm)	0-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Unité prééglée	mm
Unités de mesure	mm
Plage de mesure longueur [Min]	10 cm
Plage de mesure longueur [Max]	205 cm
Tolérance toise	5 mm
Division	0,1 cm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	55×90×20 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	55×90×20 mm
Alignement de mesure	horizontal

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	70×100×25 mm
Poids net	0,045 kg