

# KERN MSW 200

**KERN**

Medidor de perímetro bom de manejar com mecanismo prático de extração



Dimensões da embalagem (L×P×A) 70×100×25 mm

Peso líquido 0,045 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 0,05 kg

Peso bruto aprox. 0,10 kg

Peso de envio 0,1 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Medição do tamanho do corpo
Família de produto	MSW

## Sistema de medição

Gama de medição vara de medição (cm)	0-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Unidade pré-ajustada	mm
Unidades de medição	mm
Gama de medição longitude [Min]	10 cm
Gama de medição longitude [Max]	205 cm
Tolerância vara de medição	5 mm
Divisão	0,1 cm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	55×90×20 mm
Dimensões dispositivo (L×P×A)	55×90×20 mm
Medição de alinhamento	horizontal

## Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----