

# KERN MSW 200S05

**KERN**

Ruban de mesure avec enrouleur pratique



Dimensions emballage (L×P×H)	400×500×200 mm
Poids net	0,25 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	8 kg

## Pictogrammes

## STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Mesure de la taille du corps
Famille de produits	MSW

## Système de mesure

Plage de mesure toise (cm)	0-200cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Unité pré réglée	mm
Unités de mesure	mm
Plage de mesure longueur [Min]	10 cm
Plage de mesure longueur [Max]	2,05 m
Tolérance toise	5 mm
Division	1 mm

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	55×90×20 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	55×90×20 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	55×90×20 mm
Alignement de mesure	horizontal

## Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
---------------------	-----