

KERN MSW 200S05

KERN

Praktische omvangmeter met handig uittrekmechanisme



Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	8 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lichaamsgrootte meting
Productfamilie	MSW

Meetsysteem

Meetbereik lengtemeetlat (cm)	0-200cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Vooraf ingestelde eenheid	mm
Eenheden	mm
Meetbereik lengte [Min]	10 cm
Meetbereik lengte [Max]	2,05 m
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm
Divisie	1 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	55×90×20 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	55×90×20 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	55×90×20 mm
Meetuitlijning	horizontaal

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	400×500×200 mm