


KERN MWS-A01

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Bauform

Material	Aluminium
Stativhöhe	950 mm

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	930×530×110 mm
Nettogewicht	4,26 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	10,8 kg

Piktogramme

STANDARD

