

KERN MYC-01

KERN

Lingettes de nettoyage, lingettes sans alcool pour nettoyage désinfectant. Conformes aux exigences légales des directives TRGS 525/540 concernant la sécurité au travail. Comprend 100 lingettes de 20×22 cm



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Lingettes de nettoyage
Famille de produits	MYC

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	260×145×90 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	535×280 mm

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	200×120×85 mm
Poids net	0,626 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,65 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,771 kg

Pictogrammes

STANDARD

