

KERN MYC-01

KERN

Panni per la pulizia, salviette senza alcool per la disinfezione con panno. Soddisfano i requisiti di legge per la sicurezza sul lavoro ai sensi delle norme TRGS 525/540. Contenuto della confezione 100 pezzi, salvietta da 20×22 cm



Categoria

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilancia |
| Gruppo di prodotti | Panni per la pulizia |
| Famiglia di prodotti | MYC |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Design

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Dimensioni (L×P×A) | 260×145×90 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 535×280 mm |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 200×120×85 mm |
| Peso netto | 0,626 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,65 kg |
| Peso lordo ca. | 0,80 kg |
| Peso di spedizione | 0,771 kg |

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY