

# KERN OAB-A2501

Küvette für manuelle Polarimeter

**KERN**



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Küvette

## Bauform

Material	Borosilikatglas
Füllmenge	10 ml
Länge	100 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	200×80×50 mm
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1249073
Warennummer (Zolltarifnummer)	90279000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

STANDARD

