

# KERN OAB-A2501

Cubeta para polarímetro

# KERN



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Cubeta

### Diseño

Material	vidrio de borosilicato
Volumen de llenado	10 ml
Longitud	100 mm

### Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

### Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	200×80×50 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg

### Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 1249073
Número de mercancía	90279000
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida