

KERN OAB-A2502

Küvette für manuelle Polarimeter

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Küvette

Bauform

Material	Borosilikatglas
Füllmenge	20 ml
Länge	200 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×80×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,9 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1249080
Warennummer (Zolltarifnummer)	90279000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

