

KERN OAB-A2502

Cubeta para polarímetro

KERN



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Cubeta

Diseño

Material	vidrio de borosilicato
Volumen de llenado	20 ml
Longitud	200 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	300×80×50 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,60 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envío	0,9 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 1249080
Número de mercancía	90279000
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida