

KERN OBB-A 1 102

KERN

Kondensor Abbe N.A. 1,25 zentrierbar (mit Aperturblende)



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Piktogramme

STANDARD

