

KERN OBB-A 1 108

Obiettivo acromatico, 10 x /0,25 W.D. (6,5 mm)

KERN



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo acromatico per microscopio

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Obiettivo

Obiettivo ingrandimento	10 x
Qualità delle lenti	Acromatico
Apertura numerica	0,25
Obiettivo distanza di lavoro	6,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg