

KERN OBB-A 1 109

KERN

Obiettivo acromatico, 100 x / 1,25 (olio) (molleggiato) W.D. (0,07 mm)



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo acromatico per microscopio

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Obiettivo

Obiettivo ingrandimento	100 x
Qualità delle lenti	Acromatico
Apertura numerica	1,25
Obiettivo distanza di lavoro	0,07 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg