

KERN OBB-A 1155

Fluorescentie-eenheid KERN OBB-A 1155

KERN



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Optische Instrument |
| Productgroep | Fluorescentie-unit |

Stroomvoorziening

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
|--------------------------------|-----------------|

Milieuomstandigheden

| | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 550×460×320 mm |
| Nettogewicht | 8,5 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 9 kg |
| Brutogewicht ca. | 9 kg |
| Verzendgewicht | 16,2 kg |

Pictogrammen

STANDARD

