

KERN OBB-A 1 173

Filter Blau. Geeignet für OPE 118

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopfilter

Bauform

Filter-Art	Standard
Filter-Farbe	Blau
Filter-Durchmesser	45 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	70×70×30 mm
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761165151
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration