

KERN OBB-A 1213

KERN

Unità per contrasto di fase indipendente (incluso condensatore PH e cursore PH) singolo modulo a innesto con obiettivo PH Plan ∞ 100 \times , per OBL-1



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Unità di contrasto di fase

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	170×120×70 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761167452
Numero merceologico	90119000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

