

KERN OBB-A 1218

KERN

Phasenkontrasteinheit Einzeleinschub mit ∞ PH-Plan-Objektiv 40 \times , für OBN-1



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe | Phasenkontrasteinheit |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 170×120×70 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,30 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,00 kg |
| Versandgewicht | 1 kg |

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|--|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761167506 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 90119000 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

Piktogramme

STANDARD

