

KERN OBB-A 1228

KERN

Tubo binoculare



Data di creazione: 20.06.2026

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Tubo per microscopio

Design

Tubo tipo	Monoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×130×100 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761167605
Numero merceologico	90119000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi