

# KERN OBB-A 1228

Tubo bi-ocular

**KERN**



**Data de criação: 20.06.2026**

## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Tubo microscópio

## Desenho

Tubo tipo	Monocular
Ângulo de inclinação do tubo	45°

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	190×130×100 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2 kg
Peso volumétrico da entrega	0,5 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761167605
Número de mercadoria	90119000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas