

# KERN OBB-A 1241

**KERN**

Infinity plan-achromatisch objectief 100 x / 1,25 W.D., (0,36 mm) (olie) (geveerd)

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief

## Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

## Objectief

Objectief vergroting	100 x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan
Numerieke apertuur	1,25
Objectief werkende afstand	0,36 mm

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg