

# KERN OBB-A 1391

Obiettivo planare PH infinito 20x

# KERN



## Pittogrammi

STANDARD



### Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	PH-Obiettivo

### Design

Anti fungus	✓
-------------	---

### Obiettivo

Obiettivo ingrandimento	20x
Qualità delle lenti	Planare infinito
Apertura numerica	0,45
Obiettivo distanza di lavoro	2,41 mm

### Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

### Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

### Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761176171
Numero merceologico	90119000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita