

# KERN OBB-A 1393

Infinity PH-Plan-Objektiv 100 x

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	PH-Objektiv

## Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

## Objektiv

Objektiv Vergrößerung	100 x
Objektivqualität	Infinity Plan
Numerische Apertur	1,25
Objektiv Arbeitsabstand	0,19 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg